



MaxForm L3/L3S

自动压膜机



操作安全简单

全自动工作模式, 易操作具有安全设计, 防夹手



运行精准高效

加热成型牙套贴合, 性能稳定
自动操作, 节约时间



膜片匹配度广


厚度0.4~3.0mm方片、圆片; 两款型号
102/127mm方片、125mm圆片均适用

MaxForm L3/L3S - 自动压膜机

支持膜片规格为125mm圆片,127mm方片,102mm方片,且厚度在0.4~3.0mm范围的膜片。

可应用于隐形矫治器,保持器和运动护套类产品。


矫治器类膜片成型的厚度较同类更厚,贴合度良好,可提供足够的矫治力,满足隐形矫治的需求。



0.76mm厚度膜片成型牙套厚度分布均匀,前牙区满足最低0.3mm临床要求



CT扫描热压后模型横断面,图中显示贴合度良好,附件形态到位,牙套佩戴临床效果表达到位



设备参数

电源电压:	110-220V~50/60 Hz
输出电压:	24V
额定功率:	900W
红外线恒定加热温度:	220°C
工作气压:	气源压力 $\geq 0.5\text{Mpa}$, 真空度 - 93Kpa
设备尺寸(长 × 宽 × 高):	260 × 158 × 318mm
设备重量:	7.9KG
膜片尺寸:	L3适用127mm方片, 125mm圆片 L3S适用102mm方片



更多设备操作视频
请扫码观看

上海马可菲斯医疗技术有限公司

电话: +86-21-5956 0800 | 地址: 上海市嘉定区安亭镇园区路1169号 | 邮箱: service@maxflexbrace.com | 网址: www.maxflexbrace.com